

# Lingual Indirect Bonding Core / Set-up 指示書

発注日:      年    月    日			納品期日:    年    月    日 (着荷後2週間頂いています)			セット日:    年    月    日		
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

## 注文内容

- 上下顎セットアップのみ
- コア作製まで
  - 上顎のみコア作製まで、下顎はセットアップ不要、下顎と噛ませる必要なし
  - 上顎のみコア作製まで、下顎はセットアップだけ、上下噛ませるが下顎の装置は不要
  - 上下顎共にコア作製まで

## セットアップの指示

- 全てヒ口に任せる
- アイデアルに排列
- オーバーアレンジメントを付与する
  - 臼歯部のティップバック
    - 強く     少し     なし(生理的近心傾斜)     ヒ口に任せる
  - 上顎臼歯のアンチローテーション
    - 強く     少し     なし(頬面が平行になる)     ヒ口に任せる
  - 前歯部のトルク
    - 唇側傾斜を強く     少し唇側に傾斜させる     直立させる     ヒ口に任せる
  - Overjet, Overbite
    - 浅く(切端咬合に近く)     標準的(2mm位)     深く(4mm位)     ヒ口に任せる
  - ブラケットハイト
    - 極力深く、歯肉寄りに     極力浅く、切端寄りに     ヒ口に任せる

## 症例概要

### 治療前の臼歯関係

右: Angle Class I II III (    mm)

左: Angle Class I II III (    mm)

### 治療後の臼歯関係

右: Angle Class I II III (    mm)

左: Angle Class I II III (    mm)

### 抜歯部位

※右の図に抜歯部位は×を、トルク、  
アンギュレーション等の特別な指示  
があれば、図に記入してください。

17 16 15 14 13 12 11							21 22 23 24 25 26 27						
UPPER							ANGULATION						
							TORQUE						
47 46 45 44 43 42 41							31 32 33 34 35 36 37						
LOWER							ANGULATION						
							TORQUE						

## Special offer (特に指示がなければ、記入して頂かなくてOKです)

---



---



---



---

## 料金

- ・セットアップ：1歯につき1,200円  
(片顎7~7非抜歯では16,800円、上下顎抜歯症例では28,800円となります。)
- ・コア作製：1歯につき1,200円  
(片顎7~7非抜歯では16,800円、上下顎抜歯症例では28,800円となります。)
- ・例1：非抜歯で7-7上下顎セットアップ&コア作製の場合、セットアップ1,200円×28歯=33,600円、コア作製1,200円×28歯=33,600円、合計67,200円
- ・例2：抜歯症例で上顎7-7セットアップ、上下4-4までコア作製の場合、セットアップ1,200円×24歯=28,800円、コア作製1,200円×歯=33,600円、合計67,200円

## 連絡事項

- ・送料は送り側負担となります。
- ・石膏は黄色硬石膏を流してください。普通石膏、超硬石膏はお受けできません。
- ・ブラケット、チューブは必ず同封してください。無い場合は当方のブラケットを使用して作製しますが、ブラケット代金はメーカー定価となりますので、割高になります。(上下の terminal tubeは、Ormcoの hinge capがおすすめです。)
- ・作業用模型には必ず歯軸を記入してください。記入のないものは、当方で臨床歯冠をもとに判断し、作製しますが、その場合、治療後の歯根の平行性には責任を持ちません。
- ・Bandへの鑑着はしません。すべて Bondingとなります。
- ・Resin padは光重合型コンポジットで作ってあります。接着剤の種類を問わず接着すると思います。
- ・インダイレクトコアは容易に外れるように作ってありますので、ブラケットを患者の歯に接着後はバー等で切断する必要はありません。手用スクレーパーでレジンのコアを引き離して頂ければ、ブラケットは歯面に残り、コアのみ簡単に除去する事が出来ます。
- ・ブラケットが外れてrebondingする場合には、ワイヤーをセットアップに戻し、御自身でコアを製作してください。5分もかからず出来ると思います。
- ・ラボが悪いから治療結果が悪いというクレームはお受けできません。患者の治療は全て自己責任で行ってください。
- ・slenderizingが必要であれば、ブラケットを装着前、或いは接着後に御自身で行ってください。セットアップ模型は、スレンダライジングはしません。
- ・副模型を必ず同封し、副模型には(副)と記入してください。副模型の製作は、親模型をduplicateする必要はありません。最初に流した黄色の硬石膏が硬化して印象から外したら、そこにもう一度流してください。精度は要求されません。
- ・歯肉が被っていて歯冠高径が足りない場合は、ブラケットが不適合となります。必ず印象前に電気メス等で歯肉切除を行い、十分な歯冠高径を確保してから印象してください。あまりにも歯冠高径が足りない場合は、模型を着払いで返送させていただきます。
- ・上記料金は変更されることがあります。